

Voluntarias/os del Equipo **SAR Drones APD Humanitario de Argentina**, a continuación, detallamos información sobre el Botiquín de Primeros Auxilios sugerido (*Versión 1*).

<b>BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE USO PERSONAL</b>				
<i>Elementos</i> <sup>1</sup>	<i>Cantidad</i>	<i>Nivel</i> <sup>2</sup>		
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Barbijo quirúrgico	2 u	X		
Guantes de nitrilo <sup>3</sup>	6 u	X		
Jabón (pastilla pequeña)	1 u	X		
Alcohol etílico	100 ml	X		
Agua oxigenada 20 vol <sup>4</sup>	100 ml	X		
Iodopovidona solución jabonosa	150 ml	X		
Solución fisiológica normal <sup>5</sup>	100 ml	X		
Curitas (tamaños varios)	CN	X		
Algodón	CN	X		
Gasa estéril	2 sobres	X		
Compresas	2 u	X		
Tela adhesiva	1 u	X		
Venda camiseta	1 u	X		
Tijera de curación	1 u	X		
Bicarbonato de sodio	25 g	X		
Bajalengua	5 u	X		
La gotita	1 u	X		
Caladryl/similar (difenhidramina HCl)	1 u	X		
Termómetro	1 u	X		
Pinza de depilar	1 u	X		
Pastillas de carbón <sup>6</sup>	CN		X	
Pastillas potabilizadoras	1 u		X	
Platsul	1 u		X	
Oxímetro/saturometro	1 u			X
Estetoscopio	1 u			X
Tensiómetro	1 u			X
Tubo de oxígeno	1 u			X
Antialérgico/antihistamínico <sup>6</sup>	CN	opcional		
Analgésico/antiinflamatorio no esteroideo <sup>6</sup>	CN	opcional		
Antiespasmódico <sup>6</sup>	CN	opcional		
Reliveran <sup>6</sup>	CN	opcional		
Antibiótico de amplio espectro <sup>6</sup>	CN	opcional		
Antidiarreico <sup>6</sup>	CN	opcional		
Betametasona (corticoide) <sup>6</sup>	CN	opcional		

<sup>1</sup> Todos los elementos deben estar correctamente etiquetados y organizados dentro del botiquín. Periódicamente, corroborar su fecha de vencimiento.

<sup>2</sup> El nivel de botiquín requerido en la activación será informado por el coordinador de la búsqueda, en base a las características de la misma. Contar con un **botiquín de nivel 1 es obligatorio para todos los voluntarios del cuerpo activos**.

<sup>3</sup> Los guantes de nitrilo se utilizan para aquellas personas alérgicas al latex. Pueden tener guantes de latex pero es conveniente que al menos 1 par sea de nitrilo.

<sup>4</sup> Una vez abierta el agua oxigenada tiene una duración de 1 mes y medio.

<sup>5</sup> Una vez abierta la solución fisiológica tiene una duración de 1 semana.

<sup>6</sup> De **estricto uso personal y teniendo en cuenta su historial médico**.